

Stomacare-Bandage HydroActive

Für mehr Schutz und Sicherheit im Wasser





Stomacare-Bandage HydroActive

Die "HydroActive" besteht aus einem atmungsaktiven Neopren-Material und ist speziell für den Einsatz im Wasser (Schwimmen, Sauna, Duschen, Wassergymnastik, Therapieanwendungen etc.) entwickelt worden. Der Einsatz kann bedenkenlos sowohl im Süß- als auch im Salzwasser erfolgen. Mit der Anwendung wird die Stomaversorgung sicher fixiert und abgedeckt. So wird Stomaträgern auch während der Aktivitäten im Wasser ein optimaler Schutz und das Gefühl von Sicherheit und Diskretion geboten.

Merkmale

- Einsetzbar im Süß- und Salzwasser
- Integrierte Lasche f
 ür ein einfaches Anlegen
- Elastisches Material sorgt f
 ür eine optimale Passform
- Material: atmungsaktiv, latexfrei; 100 % Polyamide mit Neopren
- Farbe: Silbergrau

Indikationen

- Bauchdeckenschwäche (ICD10: M79.19)
- Enterostomie (ICD10: Z93.4)
- Hernie im Narben- und Stomabereich (ICD10: K43.9)
- Ileostomie (ICD10: Z93.2)
- Ileum-Conduit (ICD10: Z93.9)
- Kolon-Conduit (ICD10: Z93.9)
- Kolostomie (ICD10: Z93.3)
- Ureterocutaneostoma (ICD10: Z93.6)
- Urostomie (ICD10: Z93.6)

Maßtabelle

Artikelnummer	Farbe	Höhe*	Stomaöffnung	Größe	Bauchumfang
365-S	Silbergrau	11/21 cm	keine	S	70 - 79 cm
365-M	Silbergrau	11/21 cm	keine	М	80 - 89 cm
365-L	Silbergrau	11/21 cm	keine	L	90 - 99 cm
365-XL	Silbergrau	11/21 cm	keine	XL	100 - 109 cm
365-XXL	Silbergrau	11/21 cm	keine	XXL	110 - 120 cm
365-XXXL	Silbergrau	11/21 cm	keine	XXXL	121 - 130 cm
365-XXXXL	Silbergrau	11/21 cm	keine	XXXXL	131 - 140 cm

^{* 11} cm = Höhe an der schmalsten Stelle / 21 cm = Höhe an der breitesten Stelle.

Basko Healthcare

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg | Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62