

Stomacare

Bandagen und Zubehör für Stomaträger





Stomacare

Bandagenmodelle





"Standard" (Fertigfabrikat)



"Standard" (Halbfabrikat)



"EasyOpener"



"HydroActive"



"EasyCut"

Stomacare

Artikelübersicht und -maße

Stoma	are-Ban	Maßtabelle (für alle Modelle)					
Standar	d-Modelle	Größe	Bauch- umfang				
Artikelnummern							
Farbe Weiß	Farbe Beige	Farbe Schwarz	Höhe	Stomaöffnung	Seite der Stomaöffnung	S	70 - 79 cm
308	B308	G308	10 cm	Ø 60 mm ¹⁾	universell		1
309	B309	G309	10 cm	Ø 72 mm ²⁾	universell		
304	B304	G304	10 cm	Ø individuell anzufertigen	universell	M	80 - 89 cm
306	B306	G306	15 cm	Ø 60 mm ¹⁾ universell			
307	B307	G307	15 cm	Ø 72 mm ²⁾	universell	/ /) \
312	B312	G312	15 cm	Ø 85 mm ³⁾	universell		1
305	B305	G305	15 cm	Ø individuell anzufertigen	universell	/ /L\	90 - 99 cm
302	B302	G302	22,5 cm	Ø 60 mm 1)	links oder rechts		
303	B303	G303	22,5 cm	Ø 72 mm ²⁾	links oder rechts		6
313	B313	G313	22,5 cm	Ø 85 mm ³⁾	links oder rechts		
301	B301	G301	22,5 cm	Ø individuell anzufertigen	links oder rechts	XL	100 - 109 cm
EasyOp	ener-Moc	lelle					T
Artikelnummern							
Farbe Weiß	Farbe Beige	Farbe Schwarz	Höhe	Stomaöffnung	Seite der Stomaöffnung	XXL	110 - 120 cm
306EO	B306EO	G306EO	15 cm	Ø 60 mm 1)	links oder rechts	\	11. /
307EO	B307EO	G307EO	15 cm	Ø 72 mm ²⁾	links oder rechts		()()
312EO	B312EO	G312EO	15 cm	Ø 85 mm ³⁾	links oder rechts		101 100
EasyCu	t-Modelle					XXXL	121 - 130 cm
Artikelnummern			Höhe	Stamaäffauna	C-it		
Farbe Lichtgrau			none	Stomaöffnung	Seite der Stomaöffnung	\	
326.1			10 cm	Position, Form und	universell	XXXXL	131 - 140 cm
327.1			15 cm	Größe können per Finschnitt individuell	universell	(40/ V)	
328.1			22,5 cm	bestimmt werden	links oder rechts	7	

- Passende Rastringgrößen

 ¹⁰ Stomaöffnung Ø 60 mm: mögliche Rastringgröße 40 45 mm

 ²⁰ Stomaöffnung Ø 72 mm: mögliche Rastringgröße 50 57 mm

 ³⁰ Stomaöffnung Ø 85 mm: mögliche Rastringgröße 60 70 mm

Stomacare-Zubehör							
Artikelbezeichnung	Artikelnummer						
Stomacare-Bandage	Farbe Silbergrau		Höhe		Stomaöffnung	Größe	Bauchumfang
HydroActive (für den Einsatz im Wasser)	365		11/21 cm		keine	S bis XXXXL	siehe o.g. Maßtabelle
Artikelbezeichnung	Artikelnummern						
	Farbe Grau	Farbe Weiß	Farbe Schwarz	Farbe Beige	Größe		
Stomacare-Protector	300.1	-	-	-	universell für alle Stomacare-Bandagen		
Stomacare-Beuteltasche	390.1	390	G390	-	universell für alle Stomacare-Bandagen		
Stomacare-Leibmaß-Bandage	-	-	-	MB-STOMA	universell		







Stomacare-Bandagen

Für mehr Sicherheit im Alltag

Die Stomacare-Bandagen werden insbesondere zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie – hervorgerufen u.a. durch hohe körperliche Aktivität (Sport, Gartenarbeit etc.) – eingesetzt. Darüber hinaus bieten die Bandagen eine zusätzliche Befestigung der Stomaversorgung. Hochelastisches Material und eingearbeitete Stabilisierungsstäbe garantieren eine optimale Anpassung und einen faltenfreien festen Sitz. Die Bandagen lassen sich bequem per Klettsystem verschließen. Abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse stehen unterschiedliche Stomacare-Bandagen-Modelle zur Verfügung. Alle Modelle sind mit den gängigen Stomasystemen kombinierbar bzw. anwendbar.



Indikationen

- Bauchdeckenschwäche (ICD10: M79.19) (auch nach Stomarückverlegung)
- Hernie im Narben- und Stomabereich (ICD10: K43.9)
- Prolaps (ICD10: K91.4)
- Enterostomie (ICD10: Z93.4)
 - Ileostomie (ICD10: Z93.2)
 - Kolostomie (ICD10: Z93.3)
- Urostomie (ICD10: Z93.6)
 - Ileum-Conduit (ICD10: Z93.9)
 - Kolon-Conduit (ICD10: Z93.9)
 - Ureterocutaneostoma (ICD10: Z93.6)

Die Standard-Modelle

Fertigfabrikate

Abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse

Die Standard-Bandagen als Fertigfabrikat haben eine eingearbeitete Stomaöffnung und sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Die Stomaöffnung kann ebenfalls individuell gewählt werden. Bei der Festlegung des Öffnungsdurchmessers ist der äußere Ringdurchmesser des jeweiligen Systems maßgebend.



Höhe 10 cm Seite der Stomaöffnung universell

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-017 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Stomaöffnung: Ø 60 mm

Farben:

Art.-Nr.: 308 Art.-Nr.: B308

G308

Ø 72 mm

Art.-Nr.:
309

Art.-Nr.:
B309

Art.-Nr.:
G309



Höhe 15 cm Seite der Stomaöffnung universell

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-016 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Stomaöffnung: Ø 60 mm

Farben:

306 Art.-Nr.: B306 Art.-Nr.: G306 Ø 72 mm

Art.-Nr.:
307

Art.-Nr.:
B307

G307

Art.-Nr.: 312 Art.-Nr.: B312 Art.-Nr.: G312

Ø 85 mm



Höhe 22,5 cm Seite der Stomaöffnung links oder rechts

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-013 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Stomaöffnung: Ø 60 mm

Farben:

Art.-Nr.: 302 Art.-Nr.: B302

G302

Ø 72 mm

Art.-Nr.:
303

Art.-Nr.:
B303

Art.-Nr.:
G303



G313



Die Standard-Modelle

Halbfertigfabrikate

Zur individuellen Anpassung der Stomaöffnung

Die Standard-Bandagen als Halbfertigfabrikat ermöglichen eine individuelle Positionierung und Größenfestlegung der Stomaöffnung. Der entsprechende Fertigungssatz wird mit der Bandage mitgeliefert. Die Einarbeitung der Stomaöffnung übernimmt der/die Bandagist/in. Die Bandagen sind in verschiedenen Höhen erhältlich



Höhe 10 cm Stomaöffnung zur individuellen Fertigung

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-019 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Stomaöffnung: Ø individuell anzufertigen

Farben:



Art.-Nr.: B304

G304



Höhe 15 cm Stomaöffnung zur individuellen Fertigung

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 331305-018 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Stomaöffnung: Ø individuell anzufertigen Art.-Nr.:

Farben:

305

Art.-Nr.: B305



Höhe 22,5 cm Stomaöffnung zur individuellen Fertigung

Seite der Stomaöffnung links oder rechts

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-012 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Stomaöffnung: Ø individuell anzufertigen

Farben:









Die EasyOpener-Modelle

Komfort beim Beutelwechsel

Die EasyOpener-Bandagen mit einem speziell gearbeiteten Verschluss unterhalb der Stomaöffnung bieten mehr Komfort beim Beutelwechsel: Die Bandagen müssen nicht komplett abgelegt werden. Sie sind in 15 cm Höhe mit eingearbeiteter Stomaöffnung erhältlich. Bei der Festlegung des Öffnungsdurchmessers ist der äußere Ringdurchmesser des jeweiligen Systems maßgebend. Hinweis: Bei adipösen Patienten und Patienten mit sehr hohem Bauchinnendruck sollten diese Modelle aufgrund der möglichen Belastung auf den Öffnungsverschluss nicht angewendet werden. Hier ist eines der Standard-Modelle die geeignete Versorgungslösung.



Höhe 15 cm Seite der Stomaöffnung links oder rechts

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Stomaöffnung: Ø 60 mm

B306EO

Art.-Nr.: G306EO

Art.-Nr.: 306EO Farben: Art.-Nr.: Ø 72 mm Art.-Nr.:

307EO Art.-Nr.: B307EO Art.-Nr.: G307EO

Ø 85 mm

Art.-Nr.: 312EO Art.-Nr.: B312EO





Die EasyCut-Modelle

Individuelle und einfache Anpassung vor Ort

Die "EasyCut" ermöglicht eine Bearbeitung der Bandage vor Ort beim Patienten - sowohl zu Hause als auch in der Klinik. Entsprechend des individuellen Bedarfs können Position, Form und Größe der Stomaöffnung durch den Stomatherapeuten selbst bestimmt und per Einschnitt in den vorgesehenen Bereich an der Bandage vorgenommen werden. Darüber hinaus ist die "EasyCut" auch in ihrem Ursprungszustand, d.h. ohne Stomaöffnung, bei Stomaträgern, die eine Irrigation anwenden sowie nach Rückverlegung eines Stomas einsetzbar. Die "EasyCut" ist in 3 Höhen jeweils in der Farbe Lichtgrau erhältlich. Dieser besondere Farbton bietet insbesondere unter heller Kleidung mehr Diskretion und sorgt dafür, dass die Bandage bestmöglich kaschiert und damit ein weiteres Plus an Lebensqualität erreicht wird.



Höhe 10 cm Stomaöffnung zur individuellen Fertigung

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-047 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle) **PZN-Nr.:** siehe unter www.basko.com

Stomaöffnung: Position, Form und Größe individuell

per Einschnitt bestimmbar

Farbe: Art.-Nr.:



Höhe 15 cm Stomaöffnung zur individuellen Fertigung

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-047 (Abrechnung in Österreich)

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter www.basko.com

Stomaöffnung: Position, Form und Größe individuell

per Einschnitt bestimmbar

Farbe: Art.-Nr.:



Höhe 22,5 cm Stomaöffnung zur individuellen Fertigung

Stomaöffnung zur individuellen Fertigung Seite der Stomaöffnung links oder rechts

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008 (Abrechnung in Deutschland)

Osttarif Pos.-Nr.: 31305-047 (Abrechnung in Österreich)

PZN-Nr.: siehe unter www.basko.com

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

Stomaöffnung: Position, Form und Größe individuell

per Einschnitt bestimmbar

Farbe: Art.-N



Stomacare-Zubehör

Stomacare-Bandage HydroActive

Schutz und Sicherheit im Wasser

Die "HydroActive" besteht aus einem atmungsaktiven Neopren-Material und ist speziell für den Einsatz im Wasser (Schwimmen, Sauna, Duschen, Wassergymnastik, Therapie-anwendungen etc.) entwickelt worden. Der Einsatz kann bedenkenlos sowohl im Süß- als auch im Salzwasser erfolgen. Mit der Anwendung wird die Stomaversorgung sicher fixiert und abgedeckt. So wird Stomaträgern auch während der Aktivitäten im Wasser ein optimaler Schutz und das Gefühl von Sicherheit und Diskretion geboten.


Höhe 11/21 cm* Keine Stomaöffnung

Größen: S bis XXXXL (Maße siehe Tabelle)

PZN-Nr.: siehe unter www.basko.com

Farbe:

Art.-Nr.: 365







Stomacare-Protector

Körperlich aktiven Stomaträgern bietet der Protector einen zusätzlichen Schutz vor Druck und unbeabsichtigten Krafteinwirkungen auf das Stoma. Auch beim Autofahren kann das durch den Gurt verursachte Druckgefühl verhindert werden. Der Protector lässt sich bequem in allen Bandagen-Modellen per Klettsystem anbringen.

Größen: universell

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Farben:

G300 Art.-Nr.: 300.1





Stomacare-Beuteltasche

Die Beuteltasche gibt dem Stomabeutel sicheren Halt und sorgt für mehr Komfort - insbesondere bei körperlicher Aktivität. Sie lässt sich bequem in allen Bandagen-Modellen per Klettsystem anbringen.

Größen: universell

PZN-Nr.: siehe unter basko.com

Farben:







Stomacare-Leibmaß-Bandage

Die Leibmaß-Bandage erleichtert dem Fachhandel/den Stomatherapeuten die Bestimmung der geeigneten Bandagengröße - insbesondere bei ungünstigen Weichteilverhältnissen. Eine Größenbestimmung ist selbstverständlich auch per Maßband möglich.

Größen: universell

Farben:













Verordnungsbeispiel*

Hilfsmittel: Stomacare-Bandage (Basko)

HMV Pos.-Nr.: 05.11.03.2008

Diagnose: Rektumkarzinom

Stomaart: Kolostomie

Indikation: Hernie im Narben- und Stomabereich (ICD10: K43.9)

naa.	Krankenkasse bzw. Kostenträger	Hits Impl- Spr-St. Begr- BVG mittel stoff Bedarf Pflicht Apotheken-Nummer / IK						
fei		6 X 8 9						
Geb	Name, Vorname des Versicherten	Zucahlung Gesamt-Brutto						
	Mustermann, Jörg geb. am							
noctu	Musterstraße 42a 10.05.1940	Arzneimitel-Miltumitel-Nr. Faktor Taxe						
	40526 Musterhausen	1. Verordnung						
Sonstige	Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status	 						
Untall	Rentner	2. Verodrung						
Contail	Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum	1						
Arbeits- untal	29.09.2016	3. Verordnung						
yes.	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)	Vertragsarztstempel						
aut idem	1 Stück Stomacare-Bandage (Basko) HMV PosNr.: 05.11.03.2008	Dr. B. Brandt 40526 Musterhausen						
aut idem	Diagnose: Rektumkarzinom Indikation: Stomaart: Kolostomie ICD 10: K43.9							
aut		16 (104:01)						
	Abgabedatum in der Apotheke	Unterschrift des Arztes Muster 16 (04.2016)						
Bei Ar auszu		mover to to control						
Unfal	tag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer							

Waschanleitung

Die Stomacare-Bandagen können mit Feinwaschmittel bei max. 40 °C gewaschen werden. Um Beschädigungen des Materials zu verhindern, ist es wichtig, vor dem Waschen die Klettbänder zu schließen und die Verstärkungsstäbe herauszunehmen.











^{*} Bei Abrechnung in Deutschland.

Basko Healthcare